

OPERA

T90fpe



TAVOLO TELECOMANDATO PER PANNELLO DIGITALE DINAMICO





OPERA T90fpe

Tavolo telecomandato per detettore digitale dinamico
Remote-controlled table for dynamic flat panel
Table télécommandée pour capteur dynamique
Mesa telemandada para detector dinámico plano

OPERA T90fpe è il nuovo tavolo telecomandato studiato per il perfetto abbinamento con il sistema immagine OPERA D4000RF che utilizza il detettore dinamico TRIXELL PIXIUM RF4343: estrema flessibilità di applicazione e impareggiabile qualità delle immagini sia nelle indagini radiografiche che fluoroscopiche.

OPERA T90fpe is the innovative remote-controlled table conceived so as to ensure the perfect combination with the OPERA D4000RF imaging system employing the TRIXELL PIXIUM RF4343 dynamic flat panel: utmost flexibility in any diagnostic application and unmatched image quality in both radiography and fluoroscopy exams.

OPERA T90fpe est la nouvelle table télécommandée spécialement conçue pour la parfaite combinaison avec le système image OPERA D4000RF qui emploie le capteur dynamique TRIXELL PIXIUM RF4343: le maximum de flexibilité dans toutes les applications diagnostiques et qualité incomparable des images tant en radiographie qu'en fluoroscopie.

OPERA T90fpe es la nueva mesa telemandada estudiada para garantizar la combinación perfecta con el sistema de imagen OPERA D4000RF que utiliza el detector dinámico TRIXELL PIXIUM RF4343: excelente flexibilidad clínica junto con la máxima eficiencia para proporcionar la calidad de imagen más elevada tanto en radiografía como en fluoroscopia.



Il sistema immagine proposto con OPERA T90fpe:

- matrice da 2880 x 2881 x 16 bit
- cadenze: da esposizione singola a 30 immagini al secondo
- radiografia e fluoroscopia continua/pulsata
- completa funzionalità DICOM

The imaging system proposed with the OPERA T90fpe:

- matrix from 2880 x 2881 x 16 bits
- cadence: from individual exposure up to 30 images per second
- radiography and continuous/pulsed fluoroscopy
- DICOM full functionality

Le système image proposé avec la OPERA T90fpe:

- matrice de 2880 x 2881 x 16 bits
- cadence: d'une exposition individuelle jusqu'à 30 images par seconde
- radiographie et fluoroscopie continue/pulsée
- complète connectivité DICOM

El sistema imagen propuesto con la OPERA T90fpe:

- matriz: de 2880 x 2881 x 16 bits
- cadencia: de exposición individual hasta 30 imágenes por segundo
- radiografía y fluoroscopia continua/pulsada
- completa funcionalidad DICOM



OPERA T90 fpe



Headquarter and plant:

Via Partigiani, 25
24068 Seriate (BG)
Italia
phone + 39 035 4525311
fax + 39 035 297787
e-mail: info@gmmspa.com
web: www.gmmspa.com

Branch Plants:

Viale Unità d'Italia, 40
70020 Cassano delle Murge (BA)
Italia
phone + 39 080 775340
fax + 39 080 764306

Branch office:

Via Tiraboschi, 7B/11 ROMA
Italia
phone + 39 06 8274437
fax + 39 06 8274455

